

C Containers

専用収納箱カタログ

3種の専用収納箱で 医療廃棄物に応じて分別回収

黄箱

注射器・メス・ディスポ用

メス、注射針、注射器、輸液セット、輸血セット、
その他ディスポーザル用品など

大箱 / W 450 × L 450 × H 440 80 リットル
中箱 / W 305 × L 285 × H 420 35 リットル
小箱 / W 210 × L 180 × H 330 12 リットル



オレンジ箱

ガーゼ・脱脂綿用

処置室・手術室・病棟などから出される包帯、ガーゼ、
脱脂綿など

大箱 / W 450 × L 450 × H 440 80 リットル
中箱 / W 305 × L 285 × H 420 35 リットル



プラスチック容器

注射器・メス・ディスポ用

メス、注射針、注射器、輸液セット、輸血セット、
その他ディスポーザル用品など

中箱 / W 465 × L 320 × H 360 40 リットル
小箱 / W 330 × L 310 × H 300 20 リットル



メディカル・ボックス・スタンド

専用収納箱(黄箱・オレンジ箱)用、蓋付きスタンド

足踏みペダル式開閉タイプです。低重心で転倒しにくく、医療廃棄物の
飛散防止、作業効率の向上をはかり、機能評価項目に対応しております。

80 リットル用 : L サイズ / W 477 × L 590 × H 530
35 リットル用 : M サイズ / W 330 × L 420 × H 510



- ◎表示サイズは全て外寸です。 ◎黄箱には注射針貫通防止素材を使用し、安全テスト済みです。
- ◎専用収納箱はいずれも、廃棄物を収めたままの状態での焼却処理されます。 ◎プラスチック容器用専用スタンドもごさいますのでお問い合わせください。
- ◎ダイオキシソ及びCO₂を発生源から抑え、環境保全(バイオマス)にも対応する、黄箱・オレンジ箱のご利用をおすすめいたします。

*薬品ビン、点滴ビンなどのガラス製品の廃棄物については別途ご相談ください。
*【注意】スプレー缶などは専用収納箱に絶対に投入しないでください。燃焼時に危険を伴います。
*製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

黄箱・オレンジ箱は(財)日本産業廃棄物処理振興センターによる
感染性廃棄物容器評価事業の審査基準に合格しております。